

**WEGO 威高**



# 真空连接管 一次性使用无菌注射器

至臻品质 威高智造

# 减少交叉污染风险,更多规格选择

## 真空连接管





真空连接管由长管,短管,鲁尔接头,疏水性过滤器组成:

1. 精选优质管材,安全柔软,利于临床操作。
2. 管路与接头气密性良好,通气性、阻水性佳。
3. 接口适用于多种负压吸引器。

连接管长度(cm)
50
100
200
250

产品可定制生产  
满足多种长度需求



## 精准定位,稳定移植

### 一次性使用无菌注射器

用途:

适用于胚胎移植过程中向宫腔内推注胚胎

特点:

推注手感适宜,气密性良好,提高了胚胎在移植导管内的稳定性,移植操作更可控



山东威高瑞生医疗器械有限公司

地址:山东省威海火炬高技术产业开发区威高路1号

咨询电话:400-646-6666

电话:0631-5715912

传真:0631-5716403

邮编:264210

网址:www.wegoruisheng.com

邮箱:rsxshscb@weigaogroup.com